



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,B1Y](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,B1Y)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 50 g), Holz-Etui

OK-201-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	111,11 g
Nominalwert	1 mg – 50 g
Anzahl	20 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel