



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,B1Y

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 50 g), caja de madera

OK-201-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	111,11 g
------	----------

Valor nominal	1 mg – 50 g
---------------	-------------

Número	20 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos