

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 50 g), boîte en bois



OK-201-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 50 g
Nombre	20 pièces

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Pince à épiler Pinceaux