



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,B1Y](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,B1Y)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie drewniane

OK-201-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 50 g
Ilość	20 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle