



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,B1Y

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 111,11 g

Wartość nominalna 1 mg – 50 g

Ilość 20 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle