



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,B1Y](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,B1Y)

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 50 g), tahta kutulu

OK-201-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 50 g

Quantity 20 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar