



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,B4I

Wzorce masy klasy F2, blaszki, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie drewniane

OK-301-0026



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Nowe srebro
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle