



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,B65](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,B65)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 50 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	50 g

## Pasuje do

Pincety

Pędzle