



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,B65](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,B65)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 50

## g

OP-403-0123



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML M1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 50 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle