



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,B6R](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,B6R)

# Wzorzec masy klasy E1 - drut stalowy 1 mg

OP-503-0028



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle