



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,B7L

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 50 g), plastik kutuda

OK-502-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 50 g

Quantity 20 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar