

KIT 128 Kit para determinação de densidade

WX-002-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O KIT 128 é um kit de determinação de densidade destinado a balanças de laboratório com prato de pesagem de 128x128.

Este acessório de aço inoxidável permite determinar a densidade de:


sólidos, líquidos.

Para testar granulados com valor de densidade maior ou menor que 1 g/cm3, utilize o KIT 85.


Compativel com (Additional Fee)

Balança de precisão PS X7 Balança de precisão PS 5Y Balança de precisão PS R1 Balança de precisão PS R2


Dimensões do dispositivo L x P x A









KIT 128





KIT 195.M



Granulte density determination KIT