



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,B97

KIT 128 - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

WX-002-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten ist für Laborwaagen mit Schalen mit einem Durchmesser von 128×128 mm vorgesehen.

Das Set wird aus Edelstahl hergestellt und ermöglicht die Dichtebestimmung von:


festen Körpern (durch eine Messung von kleinen Proben), Flüssigkeiten (mit Hilfe eines Senkkörpers aus Glas mit bekanntem Volumen).

Kompatibel mit (Additional Fee)


Waagen PS 5Y für FPVO
 Präzisionswaage PS X7
 Präzisionswaage PS 5Y

Präzisionswaage PS R1
 Waagen PS X7 für FPVO
 Präzisionswaagen PS R2


Abmessungen des Geräts B x T x H




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density
determination KIT