

KIT 128 - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

WX-002-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten ist für Laborwaagen mit Schalen mit einem Durchmesser von 128×128 mm vorgesehen.


Das Set wird aus Edelstahl hergestellt und ermöglicht die Dichtebestimmung von:

festen Körpern (durch eine Messung von kleinen Proben), Flüssigkeiten (mit Hilfe eines Senkkörpers aus Glas mit bekanntem Volumen).


Kompatibel mit (Additional Fee)

Waagen PS 5Y für FPV0 Präzisionswaage PS X7 Präzisionswaage PS 5Y Präzisionswaage PS R1 Waagen PS X7 für FPVO Präzisionswaagen PS R2


Abmessungen des Geräts B x T x H









KIT 128





KIT 195.M



Granulte density determination KIT