

## KIT 128 Kit per la determinazione della densita

WX-002-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Kit per la determinazione della densita per solidi e liquidi progettato per essere utilizzato con bilance da laboratorio con piatto di pesata di 128×128 mm.


Il kit per la determinazione della densita e utilizzabile per la determinazione di:

solids; liquidi.


## **Compatibile con (Additional Fee)**

Bilance PS 5Y per controllo CPC Bilancia di precisione PS X7 Bilancia di precisione PS 5Y Bilancia di precisione PS R1 Bilance PS X7 per controllo CPC Bilancia di precisione PS R2


## Device dimensions L x P x A









KIT 128





KIT 195.M



Granulte density determination KIT