



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,BD7

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 1 kg), Holz- Etui

OK-501-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 1 kg
Anzahl	25 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel