



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BD7](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BD7)

## Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie drewniane

OK-501-0041



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Klasa dokładności OIML	E1
<b>Konstrukcja</b>	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 1 kg
Ilość	25 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle