



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BHR](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BHR)

## Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 200 g), opakowanie plastikowe

OK-502-0016



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	611,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 200 g
Ilość	23 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle