



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,BHR](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,BHR)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 200 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	611,11 g
Nominal değer	1 mg – 200 g
Quantity	23 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar