



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,BJ7

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 5 g), Holz-Etui

OK-201-0052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6,11 g
Nominalwert	1 mg – 5 g
Anzahl	16 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel