



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,BJ7](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,BJ7)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 5 g), cassa di legno

OK-201-0052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	6,11 g
Valore nominale	1 mg – 5 g
Numero	16 pcs

### Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli