



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,BK3](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,BK3)

# Ioniseur antistatique DJ-05

WX-001-0098



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques


Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +40 °C
Humidité relative d'air	5% – 80%
Distance d'échantillon	Ok. 5 – 50 mm
Source d'ions	acier inoxydable
Paramètres physiques	
Dimensions de châssis	175×70×172 mm
Dimensions de colis L x P x H	375×375×130 mm
Masse nette	1,3 kg
Masse brute	2,5 kg

## Compatible avec (Additional Fee)


Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P  
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F  
Ultra-Microbalance UYA 5Y

Microbalance MYA 5Y  
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F


Dimensions d'appareil L x P x H



DJ-04



DJ-05



power supply