



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BKY](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BKY)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 50 g

OP-203-0089



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 50 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle