



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BKY](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BKY)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 50 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 50 g

### Pasuje do

Pincety

Pędzle