



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,BMB](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,BMB)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 200 g), Kunststoff-Etiu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	611,11 g
Nominalwert	1 mg – 200 g
Anzahl	23 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel