



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BMB](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BMB)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 200 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	611,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 200 g
Ilość	23 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle