



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,BQI](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,BQI)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 kg - 5 kg), Holz-Etui

OK-301-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	10 000 g
Nominalwert	1 – 5 kg
Anzahl	4 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel