



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,BQI

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 kg - 5 kg), Holz-Etuis



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 10 000 g |
| Nominalwert | 1 – 5 kg |
| Anzahl | 4 St. |

Kompatibel mit

Pinsel