



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,BQI

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 kg - 5 kg), caja de madera

OK-301-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F2
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
Masa	10 000 g
Valor nominal	1 – 5 kg
Número	4 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos