



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,BQI](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,BQI)

# Cylindrique, ensembles (1 kg - 5 kg), boîte en bois

OK-301-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	10 000 g
Valeur nominale	1 – 5 kg
Nombre	4 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux