



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,BQI

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 kg - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-301-0035



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	10 000 g
Wartość nominalna	1 – 5 kg
Ilość	4 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle