



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,BSB

Leitor de código de barras LS2208

WX-006-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 30
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232 ou USB
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 – +70 °C
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	153×85×64 mm
Peso líquido	146 g
Resistência à queda [m]:	1,5 m
Códigos de barras operados:	1D, 2D, Pdf417, Postal, GS1 Databar
Tecnologia de leitura:	Imager 2D
Contraste de código necessário [%]:	20 %

Parâmetros metrológicos

Umidade ambiente permitida [%]:

5 % – 95 %, sem condensação

Compatível com (Additional Fee)

Analizador de umidade MA X7.IC.A
Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H
Plataforma multifuncional HX7.4C
Plataforma multifuncional HX7 HR
Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Plataforma multifuncional WPY
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Plataforma multifuncional C32
Analizador de umidade MA 5Y
Balança de precisão 5Y.PM
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Plataformas multifuncionais em aço inoxidável TMX H
Balança analítica AS X7
Plataforma multifuncional TMX
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão PS R2
Balança de precisão WLC X7
Checadoras de peso DWT/RC/HYF
Terminal de pesagem PUE CY10
Plataforma Multifuncional CY10
Plataforma multifuncional HY10
Plataforma multifuncional em aço Inoxidável HY10 H
Balança de precisão C32.PM
Balanças automáticas para calibração de micropipetas
Plataforma multifuncional HX7
Analizador de umidade MA X7.A
Balança de precisão PS X7
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Ultra-Microbalança UYA 5Y
Analizador de umidade MA 5Y.IC

Analizador de umidade MA R
Balança analítica AS 5Y
Comparador de massa automático AK-4
Balança de precisão PS 5Y
Comparador de massa automático AKM-2
Balança de precisão PS R2.H
Checadoras de peso DWM/HPW
Balança de precisão CY10
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Balança de precisão WLY
Comparadores de massa automáticos UMA
Comparador de massa manua APP 5Y.KO
Comparadores de massa robóticos
Medição de densidade
Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R1
Balança analítica XA 5Y
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Balança analítica AS R2 PLUS
Comparador de massa HRP 5Y.KO
Comparadores de massa automáticos de vácuo
Analizador de umidade PMV 5Y
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Comparador de massa HRP 5Y.KB
Microbalança XA 5Y.M
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Balança analítica AS R1 PLUS
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Plataforma à prova d'água H315 H
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S