



radwag.com



Leitor de código de barras LS2208

WX-006-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info/w1,BSB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O leitor de código de barras LS2208 é um dispositivo manual projetado para operação em condições industriais adversas. Ele se integra aos terminais RADWAG, PUE H315, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32 e às balanças 5Y, R2, X2 e H7.

O LS2208 é um leitor de código de barras portátil de alta qualidade. Ele foi projetado para operação intensa e contínua em lojas de varejo, bibliotecas, centros de saúde e farmácias, etc. Seu corpo leve e ergonômico proporciona conforto de uso. A função de leitura dinâmica e o amplo alcance de leitura permitem que o LS2208 colete códigos de barras de forma rápida e confiável, aumentando o ritmo e a eficiência do trabalho. O sistema Intellistand™ permite a leitura de códigos posicionados na frente do leitor e a fácil alternância entre o modo portátil e o modo mãos livres (operação em um suporte). O design patenteado de uma única placa de circuito impresso elimina peças com risco de falha, ou seja, conexões entre várias placas. A leitura de parte do LS2208 com polímero líquido protege seu módulo contra danos causados por choques. Os recursos do leitor LS2208, como operação integrada de vários sistemas, cabo universal ou detecção de novos símbolos, garantem a proteção indispensável de um investimento agora e no futuro.

Compatível com (Additional Fee)

Analisador de umidade MA X7.IC.A

Comparadores de massa robóticos

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P	Medição de densidade
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P	Microbalança MYA 5Y
Analisador de umidade MA 5Y	Balança de precisão PS R1
Microbalança para filtros MYA 5Y.F	Balança analítica XA 5Y
Microbalança XA 5Y.M.A	Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Balança de precisão PS R2	Balança analítica AS R2 PLUS
!Terminal de pesagem PUE CY10	Comparador de massa HRP 5Y.KO
Balanças automáticas para calibração de micropipetas	Balança de precisão PS 5Y
Analisador de umidade MA X7.A	Comparadores de massa automáticos de vácuo
Balança analítica XA 5Y.A	Analisador de umidade PMV 5Y
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO	Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Ultra-Microbalança UYA 5Y	Comparador de massa HRP 5Y.KB
Analisador de umidade MA 5Y.IC	Microbalança XA 5Y.M
Analisador de umidade MA R	Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Comparador de massa automático AK-4	Balança analítica AS R1 PLUS
Comparador de massa automático AKM-2	Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Balança analítica para filtros XA 5Y.F	Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Comparadores de massa automáticos UMA	Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S
Comparador de massa manua APP 5Y.KO	