



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BSB](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BSB)

# Skaner kodów kreskowych LS2208

WX-006-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 30
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	
Interfejs	RS232 lub USB
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	0 – +50 °C
Temperatura przechowywania	-40 – +70 °C
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wymiary urządzenia S x G x W	153×85×64 mm
Masa netto	146 g
Bezpieczny upadek na twardą powierzchnię [m]:	1,5 m
Obsługiwane kody kreskowe:	1D, 2D, Pdf417, Postal, GS1 Databar
Technologia odczytu:	Imager 2D
Wymagany kontrast kodu [%]:	20 %

## Parametry metrologiczne

Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]:

5 % – 95 %, bez kondensacji

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Wagosuszarka MA 5Y  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Waga analityczna AS X7  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna PS R2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi CY10 do KTP  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wagosuszarka MA X7.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagosuszarka MA R  
Waga analityczna AS 5Y  
Automatyczny komparator masy AK-4  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi PS 5Y do KTP  
Automatyczny komparator masy AKM-2  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Wagi HY10.H do KTP  
Wagi dynamiczne DWM/HPW  
Waga precyzyjna CY10  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Automatyczny komparator masy UMA  
Waga precyzyjna PS X7  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Robotyczne komparatory masy  
Komparatory do pomiaru gęstości  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Terminal wagowy PUE HX7  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE 5  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO  
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Wagi kontrolne do dużych ładunków