



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BSB](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BSB)

## Skaner kodów kreskowych LS2208



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

LS2208 jest skanerem ręcznym, przeznaczonym do współpracy z PUEH315, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, wagami serii 5Y, R2, X2, X7.

LS2208 to wysokiej jakości, ręczny skaner kodów kreskowych. Zaprojektowany do całodzienniej, intensywnej pracy w punktach sprzedaży detalicznej, bibliotekach, służbie zdrowia, farmacji itp. Lekka, ergonomiczna obudowa zapewnia wygodę użytkowania. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, urządzenie LS2208 szybko i dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. System Intellistand™ umożliwia skanowanie umieszczonych przed nim kodów oraz łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym a trybem pracy na podstawie. Opatentowana konstrukcja wykorzystująca pojedynczą płytkę obwodu drukowanego eliminuje typowe miejsca występowania awarii, czyli połączenia pomiędzy wieloma płytkami. Element skanujący z płynnym polimerem chroni moduł przed uszkodzeniami powstałymi na skutek wstrząsów. Zintegrowana obsługa wielu systemów, uniwersalnego kabla i nowych symboli zapewniają niezbędną ochronę inwestycji teraz i w przyszłości.

## Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Moduły MUYA  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Wagosuszarka MA 5Y  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Wagosuszarki MA X2.IC.A  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Wagi analityczne AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna PS R2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi CY10 do KTP  
Wagi PS X2 do KTP  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Wagosuszarki MA X2.A  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wagosuszarka MA X7.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagosuszarka MA R  
Waga analityczna AS 5Y  
Automatyczny komparator masy AK-4  
Wagi PS 5Y do KTP  
Automatyczny komparator masy AKM-2  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga precyzyjna CY10  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Automatyczny komparator masy UMA  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Robotyczne komparatory masy  
Komparatory do pomiaru gęstości  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y