



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,BVY

Pesos botão, jogo (1 mg - 500 g), estojo de madeira

OK-501-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Classe OIML E1

Construção

Material aço inoxidável

Peso 1 111,11 g

Valor nominal 1 mg - 500 g

Quantidade 24 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis