

## Cylindrique, ensemble (1 mg - 500 g), boîte en bois OK-501-0040

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,BVY





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 g
Nombre	24 pièces

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Pince à épiler Pinceaux