



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,BX6](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,BX6)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 5 kg), boîte plastique

OK-402-0063



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	M1
Masse	11 110 g
Valeur nominale	1 g – 5 kg
Nombre	16 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux