



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,BX6

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0063



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g – 5 kg
Ilość	16 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle