



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BX6](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BX6)

# Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0063



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g – 5 kg
Ilość	16 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle