



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,BX6

M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 g - 5 kg), plastik kutuda

OK-402-0063



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---------------|------------|
| OIML sınıfı | M1 |
| Ağırlık | 11 110 g |
| Nominal değer | 1 g – 5 kg |
| Quantity | 16 adet |

İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar