



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,BXG

Cylindrique, ensemble (1 mg - 100 g), boîte en bois

OK-101-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg – 100 g
Nombre	21 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux