



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,BXG

Cylindrique, ensemble (1 mg - 100 g), boîte en bois

OK-101-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E2

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 211,11 g

Valeur nominale 1 mg – 100 g

Nombre 21 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux