



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BXU](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BXU)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 2 kg

OP-203-0108



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle