



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,BZB](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,BZB)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 100 g), boîte en bois

OK-401-0080



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Classe de précision OIML | M1           |
| Masse                    | 211,11 g     |
| Valeur nominale          | 1 mg – 100 g |
| Nombre                   | 21 pièces    |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux