



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,BZB](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,BZB)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 100 g), tahta kutuda

OK-401-0080



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	211,11 g
Nominal değer	1 mg – 100 g
Quantity	21 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar