



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,C1Z

UL-02-1 (AS)

WX-001-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Soportes de laboratorio están diseñados para el pesaje más rápido, más fácil y cómodo. Garantizan un montaje perfecto y seguro para pequeños recipientes de formas típicas y atípicas.

Beneficios:

Ergonomía completa de pesaje. La posibilidad de dosificación de la muestra directamente en el recipiente. Gran productividad, costos menores (minimización la pérdida de muestras durante su traslado).

Dosificación directa de muestras para una variedad de recipientes, (matraz con fondo plano, matraz con fondo redondo, tubos de vidrio y plástico recipiente para la titulación).

Destino:

tubos de vidrio y plástico $\varnothing 8$, $\varnothing 10$ i $\varnothing 12$ mm.

Trabaja con (Additional Fee)

Balanza analítica AS X7
Balanza analítica AS 5Y

Balanza analítica AS R2 PLUS
Balanza analítica AS R1 PLUS

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

