



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,C1Z](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,C1Z)

## Uchwyt laboratoryjny UL-02-1 (AS)

WX-001-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W	110×102×56 mm
Masa netto	40 g
Masa brutto	82 g

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna AS X7  
Waga analityczna AS 5Y

Waga analityczna AS R2 PLUS

## Wymiary urządzenia S x G x W

