



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,C1Z

UL-02-1 (AS) Laboratuvar için tutucu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları	110×102×56 mm
Net ağırlık	40 g
Brüt ağırlık	82 g

İle uyumlu

AS X7 Analitik Teraziler
AS X2 PLUS Analitik Teraziler
AS 5Y Analitik Teraziler

AS R2 PLUS Analitik Teraziler
AS R1 PLUS Analitik Teraziler