



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,C69](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,C69)

## Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 2 kg), estojo plástico

OK-102-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |                |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML             | E2             |
| Construção              |                |
| Material                | aço inoxidável |
| Peso                    | 6 111,11 g     |
| Valor nominal           | 1 mg – 2 kg    |
| Quantidade              | 27 pçs         |

### Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis